

## 精液自動分析結果

## SQA-iO MES - Signal Processing Technology

患者情報			
患者 ID:	12345678	サンプル ID:	0623001
患者氏名:	鈴木一郎	生年月日/年齢:	07-7月-1992   28
依頼元		電話番号:	0354313551
サンプル情報			
サンプルタイプ:	フレッシュ	サンプルテスト:	標準量
採取日:	05-5月-2021 12:00	見た目:	正常
受け取った日時:	05-5月-2021 12:00	粘稠性:	正常
テスト日時:	05-5月-2021 16:04	液化:	正常
基準:	WHO 5	禁欲期間 (日):	5
量 (ml):	3	オプション 1:	
白血球濃度 (M/ml):	<1	オプション 2:	
pH:	7.2		

パラメータ	結果	UNITS	基準値	運動性グラフ
濃度 (百万)	50.84	M/ml	>=15	
精子運動率 (前進+非前進)	68	%	>=40	
前進運動率	47	%	>=32	
非前進運動率	32	%		
不動率	43	%		
運動精子濃度 (百万)	34.37	M/ml		
前進運動精子濃度 (百万)	23.99	M/ml		
正常形態率	11	%	>=4	
SMI (精子運動性指数)	93	---		
射精あたりの合計				
1 射精あたりの精子数 (百万)	152.52	M/ejac	>=39	
1 射精あたりの運動精子数 (百万)	103.12	M/ejac		

## コメント:

署名: \_\_\_\_\_ 試験者名: 山田太郎 \_\_\_\_\_ 部署 (役職): 駒沢営業所 \_\_\_\_\_